

# 捷路™ 导管鞘组

订购信息

产品编码	French规格	色 码	工作长度	亲水涂层导丝	穿刺针(导引套管)	注射器	
H-S-57	5F	灰	7cm	0.035"x45cm	18G x 2.5"	2.5ml	
H-S-67	6F	绿					
H-S-77	7F	橙					
H-S-510	5F	灰	10cm				
H-S-610	6F	绿					
H-S-710	7F	橙					
H-N-5	5F	灰	12cm				0.035"x80cm
H-N-6	6F	绿					
H-N-7	7F	橙					
H-L-5	5F	灰	25cm				
H-L-6	6F	绿					
H-L-7	7F	橙					
H-N-4T	4F	红	12cm	20G x 2"			
H-N-5T	5F	灰					
H-N-6T	6F	绿					
H-N-7T	7F	橙					

**Brosmed**  
embrace life  
博迈医疗

捷路™ 导管鞘组

安全 · 舒适 · 精准

**Brosmed**  
embrace life  
博迈医疗



广东博迈医疗科技股份有限公司


广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号15栋301室

+86 (0769) 22892018 www.brosmed.com

sales@brosmed.com +86 (0769) 22892018

www.brosmed.com

# 捷路™ 导管鞘组



01

鞘管与扩张管零间隙配合最大程度降低血管损伤风险。

02

独特的止血阀装置有效阻止回血和空气进入易于导管通过。

03

鞘管优异的抗折柔韧性(>65°不打折)迂回血管内更安全更舒适。

04

精细的尖端设计和超滑的亲水涂层使穿刺更轻松。

05

桡动脉和股动脉两种类型。

## 性能用途

捷路™导管鞘组,专为减少动脉痉挛或动脉闭塞等并发症,以及提高手术安全性和病人舒适度而设计;适用于采用Seldinger术,建立有助于血管内器械经皮肤进入血管的通路,使得血管内器械更容易插入,并在造影和治疗手术过程中保持止血。